

Anti-Rrbp1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9P2E9

Artikelnummer: CM0013599

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes RRBP1, geeignet für Anwendungen in WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch und Maus. Das ribosomenbindende Protein 1 vermittelt die Interaktion zwischen Ribosomen und der ER-Membran.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RRBP1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	RRp; hES; p180; ES130; ES/130; RRBP1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	6238
GeneID	6238
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-140 des humanen RRBP1 entspricht (NP_004578.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9P2E9
Proteingewicht	152 kDa
Versand	Ice-Bag