

Anti-Rrm1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P23921

Artikelnummer: CM0008661



Einführung

Rekombinanter kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches RRM1 gerichtet ist und für Western Blot und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Diese große Untereinheit der 90 kDa Ribonukleotid-Reduktase ist für die DNA-Synthese essentiell, was den Antikörper ideal für Onkologie- und Zellzyklusforschung macht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RRM1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	R1, RR1, RIR1, RRM1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6240
GenID	6240
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 691-792 von menschlichem RRM1 (P23921) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23921
Proteingewicht	90kDa
Versand	Eisbeutel