

Anti-Rrm1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P23921

Artikelnummer: CM0012849



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RRM1 (große Untereinheit der Ribonukleotidreduktase) für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ein wichtiges Werkzeug zur Untersuchung der DNA-Synthese und damit verbundener Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RRM1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	R1; RR1; RIR1; RRM1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	6240
GeneID	6240
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 593-792 des humanen RRM1 (NP_001024.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23921
Proteingewicht	90 kDa
Versand	Kühlakku