

Kaninchen-Polyklonaler Anti-Rrm1-Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P23921

Artikelnummer: CM0015499



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Anti-RRM1-Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, IP und ELISA. Erkennt die große Untereinheit der Ribonukleotidreduktase (90 kDa) von Mensch und Maus, die für die DNA-Synthese und -Reparatur essenziell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RRM1-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	R1; RR1; RIR1; RRM1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	6240
GeneID	6240
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P23921
Proteingewicht	90 kDa
Versand	Kühlakku