


Anti-Rrm2-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P31350

Artikelnummer: CM0029840



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RRM2, geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Validiert für die Forschung im Bereich Nukleotidstoffwechsel und DNA-Synthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RRM2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	R2; RR2; RR2M; C2orf48; RRM2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6241
Gen-ID	6241
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-389 des humanen RRM2 (NP_001025.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P31350
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eistüte