


Anti-Rrm2 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P31350

Artikelnummer: CM0011103



Einführung

Rekombinanter kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes RRM2 (Ribonukleotid-Reduktase-Untereinheit M2), validiert für WB und ELISA in Human, Maus und Ratte. Essentiell für die DNA-Synthese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RRM2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	R2; RR2; RR2M; C2orf48; RRM2
Spezies	Human
GeneID (Human)	6241
GeneID	6241
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 10-117 von humanem RRM2 (P31350) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P31350
Protein-Gewicht	45kDa
Versand	Eistüte