


Anti-Rrm2B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Elisa Und If/Icc - Q7Lg56

Artikelnummer: CM0026866



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes RRM2B (p53R2). Geeignet für ELISA und IF/ICC. Ideal für die DNA-Schadens- und Reparaturforschung. Unterstützt durch CamelBios umfassende Plattform für Rohstoffversorgung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RRM2B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P53R2; RCDFRD; MTDPS8A; MTDPS8B; RRM2B
Spezies	Human
GeneID (Human)	50484
GeneID	50484
Immunogen	synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem RRM2B (NP_056528.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q7LG56
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eistüte