


Anti-Rrp1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P56182

Artikelnummer: CM0020273



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen RRP1 (NNP-1, NOP52) gerichtet ist, geeignet für Western Blot und ELISA in menschlichen, murinen und Rattenproben. Ideal zur Untersuchung der 28S-rRNA-Verarbeitung und der Nukleolardynamik. SWISS: P56182.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Details
Produktname	RRP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NNP-1, NOP52, RRP1A, D21S2056E, RRP1
Spezies	Mensch
Gen-ID	8568
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 26-253 von humanem RRP1 (NP_003674.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P56182
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eisbeutel