


Anti-Rrp8 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O43159

Artikelnummer: CM0023760



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen RRP8 (Nucleomethylin) für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen. Validiert in Human-, Maus- und Rattenproben. Geeignet für rDNA-Stillegungs- und Chromatinregulationsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RRP8 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	NML; KIAA0409; RRP8
Spezies	Mensch
GeneID (human)	23378
GeneID	23378
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem RRP8 entspricht (NP_056139.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43159
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel