

Anti-Rsad2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wxg1

Artikelnummer: CM0027807

Einführung

RSAD2 Kaninchen-pAk, validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus, Ratte. Interferon-induzierbares antivirales Protein Viperin; geeignet für Studien zur angeborenen Immunität und viralen Replikation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RSAD2 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	SAND; cig5; vig1; cig33; RSAD2
Spezies	Human
GenID (Human)	91543
GenID	91543
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 118-361 von humanem RSAD2 (NP_542388.2) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8WXG1
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel