


Anti-Rsl24D1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Uha3

Artikelnummer: CM0021506



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes RSL24D1 gerichtet ist, ein Nukleolus-Protein, das an der Biogenese der ribosomalen 60S-Untereinheit beteiligt ist. Validiert für WB und ELISA, reagiert mit Human und Maus. Ideal für Studien zur Ribosomenmontage.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RSL24D1 Kaninchen-pAb
Alias	L30; RLP24; RPL24; TVAS3; RPL24L; C15orf15; HRP-L30-iso; RSL24D1
Spezies	Mensch
GenID	51187
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 10-80 von humanem RSL24D1 (NP_057388.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9UHA3
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel