


Anti-Rspo1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q2Mka7

Artikelnummer: CM0029086



Einführung

RSPO1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratte RSPO1. Ideal zur Untersuchung der Wnt/ β -Catenin-Signalweg-Aktivierung und Stammzellnischen. UniProt Q2MKA7.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RSPO1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RSPO; CRISTIN3; RSPO1
Spezies	Mensch
GenID	284654
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 90-210 von humanem RSPO1 (NP_001033722.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q2MKA7
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel