

Anti-Rsrc1 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Iz7

Artikelnummer: CM0026878

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes RSRC1 (SRrp53), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Spleiß- und Transkriptionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RSRC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MRT70; BM-011; SFRS21; SRrp53; RSRC1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51319
Gen-ID	51319
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 117-276 des humanen RSRC1 (NP_001258763.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96Iz7
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Eisbeutel