

Anti-Rsu1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15404

Artikelnummer: CM0017012



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RSU1 (RSP-1), validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratte RSU1. Geeignet für die Ras-Signaltransduktionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RSU1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RSP-1; RSU1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6251
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-277 von humanem RSU1 (NP_036557.1) homolog ist.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15404
Proteinmasse	32kDa
Versand	Eisbeutel