

Anti-Rtbdn/Retbindin Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bsg5

Artikelnummer: CM0019147

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Retbindin (RTBDN), ein Riboflavin-bindendes Protein, das am retinalen Flavintransport beteiligt ist. Validierter Antikörper für Western Blot (WB) und ELISA, kreuzreaktiv mit Ratte. Ideal für die Erforschung der retinalen Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RTBDN Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RTBDN; retbindin
Spezies	Human
GeneID (Human)	83546
GeneID	83546
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 63-261 von humanem RTBDN (NP_113617.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q9BSG5
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel