

Anti-Rtcb Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y3I0

Artikelnummer: CM0016057



Einführung

RTCB Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA; erkennt menschliches, murines und rattes RTCB. Ideal für die Forschung zu tRNA-Spleißen und unfolded protein response.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RTCB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FAAP; HSPC117; C22orf28; DJ149A16.6; RTCB
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51493
GenID	51493
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y3I0
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel