


Anti-Rtf1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92541

Artikelnummer: CM0019282



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches RTF1 (GTL7, KIAA0252), ein Transkriptions-Elongationsfaktor. Geeignet für Western Blot und ELISA. Erkennt menschliches und murines RTF1.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RTF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GTL7, KIAA0252, RTF1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23168
GenID	23168
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 300-400 von menschlichem RTF1 (NP_055953.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q92541
Proteingewicht	80kDa
Versand	Eisbeutel