

Anti-Rtkin / Rhotekin Poliklonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bst9

Artikelnummer: CM0027237

Einführung

Kaninchen-poliklonale Antikörper gegen menschliches RTKN (Rhotekin), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für die Erforschung von Rho-Signalübertragung, NF-kappa-B-Aktivierung und gastrischer Tumorgenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RTKN Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RTKN; rhotekin
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6242
GenID	6242
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 254-513 des menschlichen RTKN (NP_001015056.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BST9
Proteingewicht	63 kDa
Versand	Eisbeutel