


Anti-Rtn4 Kaninchen-Polyklonales Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q9Nqc3

Artikelnummer: CM0019302



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen RTN4, validiert für WB, IF-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Studien zu Neuritenauswachsung, ER-Tubulusbildung und vaskulärem Remodeling. Ideal für diagnostische und Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RTN4 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ASY; NSP; NOGO; RTN-X; NSP-CL; RTN4-A; RTN4-C; RTN4-B1; RTN4-B2; NI220/250; Nbla00271; Nbla10545; RTN4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	57142
Gen-ID	57142
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem RTN4 (NP_065393.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9NQC3
Proteingewicht	130 kDa
Versand	Eisbeutel