

Anti-Rtn4RL1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q86Un2

Artikelnummer: CM0017668

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RTN4RL1 (NgR3, NGRH2). Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Axonregeneration, Hemmung der Neuritenausbildung und Neuroprotektionswegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RTN4RL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NgR3; NGRH2; RTN4RL1
Spezies	Mensch
Gen-ID	146760 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 220-420 von humanem RTN4RL1 (NP_848663.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q86UN2
Proteingewicht	49kDa
Versand	Eisbeutel