

Anti-Rubicon Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q92622

Artikelnummer: CM0024531



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes Rubicon (RUBCN) für WB- und ELISA-Anwendungen. Zielt auf ein Autophagie- und Immunregulationsprotein ab, ideal für die Untersuchung des endosomalen Transports und der Pathogenabwehrmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rubicon Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SCAR15; RUBICON; KIAA0226; Rubicon
Spezies	Mensch
GenID	9711
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-200 von humanem Rubicon (NP_055502.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q92622
Proteingewicht	109kDa
Versand	Eisbeutel