

Anti-Rubicon Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92622

Artikelnummer: CM0015640



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper, der gegen humanes Rubicon (RUBCN) gerichtet ist, für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Erkennt Maus- und Ratten-Rubicon. Rekombinantes Immunogen, das den Aminosäuren 1-200 entspricht. Geeignet für Autophagie, Endozytose und angeborene Immunitätsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rubicon Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SCAR15; RUBICON; KIAA0226; Rubicon
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9711
GenID	9711
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-200 von humanem Rubicon (NP_055502.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q92622
Proteingewicht	109kDa
Versand	Eisbeutel