

Anti-Rufy1 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96T51

Artikelnummer: CM0026681



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen menschliches RUFY1, geeignet für Western Blotting und ELISA. Erkennt RUFY1 von Maus und Ratte, ein zentraler Regulator der endosomalen Ladungssortierung und Rückführung zum trans-Golgi-Netzwerk. Ideal für Forschung zu zellulärem Transport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RUFY1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	RABIP4; ZFYVE12; RUFY1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	80230
GenID	80230
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 439-708 des menschlichen RUFY1 (NP_079434.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q96T51
Proteingewicht	80 kDa
Versand	Eisbeutel