

Anti-Rufy3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q7L099

Artikelnummer: CM0015040

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen RUFY3 (RIPX, SINGAR1, ZFYVE30) für Western Blot (WB) und ELISA-Anwendungen; geeignet für menschliche, Maus- und Rattenspezies; zielt auf ein 53 kDa-Protein ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RUFY3 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	RIPX; SINGAR1; ZFYVE30; RUFY3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	22902
GenID	22902
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-65 von menschlichem RUFY3 (NP_055776.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q7L099
Proteinmasse	53kDa
Versand	Eispackung