

Polyklonaler Anti-Runx1-Antikörper Für Wb, Elisa - Q01196

Artikelnummer: CM0013044



Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen den menschlichen RUNX1-Transkriptionsfaktor, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Hämatopoese, Leukämie und Immunologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RUNX1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	AML1; CBFA2; EVI-1; AMLCR1; PEBP2aB; CBF2alpha; AML1-EVI-1; PEBP2alpha; RUNX1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	861
GeneID	861
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-250 des menschlichen RUNX1 (NP_001001890.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q01196
Proteingewicht	49 kDa
Versand	Kühlakku