


Anti-Runx1T1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q06455

Artikelnummer: CM0024060



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RUNX1T1 (CBFA2T1/ETO/MTG8). Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Ratte. Geeignet für Leukämie- und Transkriptionsregulationsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RUNX1T1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CDR; ETO; MTG8; AML1T1; ZMYND2; CBFA2T1; AML1-MTG8; RUNX1T1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	862
GenID	862
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 250-403 von humanem RUNX1T1 (NP_783552.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q06455
Proteingewicht	68kDa
Versand	Eisbeutel