

Anti-Runx2 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q13950

Artikelnummer: CM0002818



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen humanes RUNX2, validiert für Western Blot, Immunpräzipitation und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Untersuchung der Osteoblastendifferenzierung und Skelettmorphogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RUNX2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CCD; AML3; CCD1; CLCD; OSF2; CBFA1; OSF-2; PEA2aA; PEBP2aA; CBF-alpha-1; RUNX2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	860
GenID	860
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q13950
Proteinmasse	57 kDa
Versand	Eispackung