

Anti-Runx3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13761

Artikelnummer: CM0028543



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes RUNX3 (AML2/CBFA3), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Forschung zu Transkriptionsregulation, Krebs und T-Zellentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	RUNX3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	AML2; CBFA3; PEBP2aC; RUNX3
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	864
GeneID	864
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 286-415 des humanen RUNX3 (NP_004341.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q13761
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Eisbeutel