


Anti-Rusc1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q9Bvn2

Artikelnummer: CM0024219



Einführung

Anti-RUSC1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P, ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und rattem RUSC1 (AP-4-Komplex-Zusatzuntereinheit, Nesca), beteiligt an neuronalem vesikulären Transport und Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RUSC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NESCA; RUSC1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23623
GenID	23623
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entspricht den Aminosäuren 1-320 von menschlichem RUSC1 (NP_055143.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BVN2
Proteingewicht	96kDa
Versand	Eisbeutel