

Anti-Ruvbl1/Tip49A/Pontin Polyclonal Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y265

Artikelnummer: CM0025968



Einführung

Kaninchen-poliklonales Antikörper gegen humanes RUVBL1/TIP49A/PONTIN (Q9Y265). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch und Maus. Ideal für Forschung zu Chromatin-Remodellierung und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	RUVBL1/TIP49A/PONTIN Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	RVB1; TIH1; ECP54; TIP49; ECP-54; INO80H; NMP238; PONTIN; TIP49A; NMP 238; Pontin52; RUVBL1/TIP49A/PONTIN
Spezies	Mensch
GenelD (Mensch)	8607
GenelD	8607
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-240 von humanem RUVBL1/TIP49A/PONTIN enthält (NP_003698.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9Y265
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel