

Anti-Ruvbl1/Tip49A/Pontin Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa, Chip - Q9Y265

Artikelnummer: CM0004130



Einführung

Hochwertiger rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen RUVBL1/TIP49A/PONTIN (Q9Y265) gerichtet ist. Validiert für Western Blot, IHC-P, ELISA und ChIP; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Chromatin-Remodelling, DNA-Reparatur und onkogener Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RUVBL1/TIP49A/PONTIN Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RVB1; TIH1; ECP54; TIP49; ECP-54; INO80H; NMP238; PONTIN; TIP49A; NMP 238; Pontin52; RUVBL1/TIP49A/PONTIN
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8607
Gen-ID	8607
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 350-456 von menschlichem RUVBL1/TIP49A/PONTIN (Q9Y265) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y265
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel