

Anti-Rxr α Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc, Chip, Chip-Seq, Elisa - P19793

Artikelnummer: CM0003365



Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes RXR α (NR2B1), validiert in WB, IP, IF/ICC, ChIP, ChIP-seq und ELISA. Erkennt endogene Spiegel von RXR α (51 kDa) in humanen, murinen und rattigen Proben. Ideal für die Untersuchung der Retinoid-Rezeptor-Signalgebung, Genregulation und der angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RXR α Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NR2B1; RXRalpha; RXR-alpha; RXR α
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6256
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem RXR α (P19793) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, ChIP, ChIP-seq, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P19793
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Eisbeutel