


Anti-Rxrb Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Chip, Elisa - P28702

Artikelnummer: CM0011342



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes RXRB (RXR-beta). Geeignet für Western Blot, Immunpräzipitation, ChIP und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Erforschung der Retinsäure-Signalgebung und Genregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RXRB Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NR2B2, DAUDI6, RCoR-1, RXRbeta, H-2RIIBP, RXR-beta
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6257
Gen-ID	6257
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem RXRB (NP_068811.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ChIP, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P28702
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Eistüte