


Anti-Rxrb Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P28702

Artikelnummer: CM0021587



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes RXRB (RXR-beta, NR2B2), geeignet für Western Blotting und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-RXRB. Ideal für die Untersuchung der Retinsäure-Signalgebung und der transkriptionellen Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RXRB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NR2B2; DAUDI6; RCoR-1; RXRbeta; H-2RIIBP; RXR-beta; RXRB
Spezies	Human
GeneID (Human)	6257
GeneID	6257
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P28702
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel