

Anti-Ryr1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P21817

Artikelnummer: CM0020837



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen den humanen Ryanodin-Rezeptor 1 (RYR1). Validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Geeignet für die Erforschung von Muskelkontraktion, Kalziumsignalübertragung und Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RYR1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CCO; KDS; MHS; RYR; MHS1; RYDR; SKRR; RYR-1; CMYP1A; CMYP1B; PPP1R137; RYR1
Spezies	Mensch
GeneID	6261
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 800-900 des humanen RYR1 (NP_000531.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P21817
Proteingewicht	565 kDa
Versand	Eisbeutel