


## Anti-Ryr2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q92736

Artikelnummer: CM0005542



### Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Ryanodinrezeptor 2 (RyR2), validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Forschung zu kardialen Kalziumsignaling und Arrhythmien.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                    |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Produktname        | RyR2 Kaninchen mAb                      |
| Bemerkungen/Aliase | RyR; ARVC2; ARVD2; RyR-2; VTSIP; VACRDS |
| Spezies            | Mensch                                  |
| Gen-ID             | 6262                                    |
| Immunogen          | Rekombinantes Protein                   |
| Quelle             | Kaninchen                               |
| Kategorie          | Monoklonale Antikörper                  |
| Anwendung          | WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA          |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus, Ratte                     |
| SWISS              | Q92736                                  |
| Proteingewicht     | 565 kDa                                 |
| Versand            | Eisbeutel                               |