


Anti-Ryr2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q92736

Artikelnummer: CM0016359



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes RYR2 (UniProt Q92736). Validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der kardialen Kalziumsignalisierung und Arrhythmien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RYR2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RyR; ARVC2; ARVD2; RYR-2; VTSIP; VACRDS; RYR2
Spezies	Human
GeneID (Human)	6262
GeneID	6262
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 4868-4967 von humanem RYR2 (NP_001026.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
UniProt Zugangsnummer	Q92736
Proteingewicht	565 kDa
Versand	Eisbeutel