

Anti-S100A1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P23297

Artikelnummer: CM0006908



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen menschliches S100A1, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Detektiert S100A1 in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Rekombinantes Immunogen, 11 kDa kalziumbindendes Protein – ideal für Forschung zu Herzmuskelfunktion und Kalziumsignalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	S100/S100A1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	S100; S100A; S100-alpha; S100/S100A1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6271
Immunogen	Rekombinantes Protein des menschlichen S100/S100A1
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23297
Proteingewicht	11 kDa
Versand	Eisbeutel