

## Anti-S100A10 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P60903

Artikelnummer: CM0003642



### Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes S100A10 (p11, Calpactin I leichte Kette). Validiert für WB-, IHC-P- und ELISA-Anwendungen. Ein wesentliches Werkzeug zur Untersuchung der ANXA2-Dimerisierung und Phosphorylierungsregulation.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | S100A10 Kaninchen mAb                                                                                                                 |
| Bemerkungen/Alias | 42C; P11; p10; GP11; ANX2L; CAL1L; CLP11; Ca[1]; ANX2LG; S100A10                                                                      |
| Spezies           | Human                                                                                                                                 |
| GeneID (human)    | 6281                                                                                                                                  |
| GeneID            | 6281                                                                                                                                  |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-97 von humanem S100A10 (P60903). |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                             |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                      |
| Kreuzreaktivität  | Human                                                                                                                                 |
| SWISS             | P60903                                                                                                                                |
| Proteingewicht    | 11kDa                                                                                                                                 |
| Versand           | Eistüte                                                                                                                               |