

Anti-S100A10-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P60903

Artikelnummer: CM0018470



Einführung

S100A10 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt menschliches, murines und ratte S100A10. Geeignet für Studien zur ANXA2-Interaktion und Regulation der Proteinphosphorylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	S100A10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	42C; P11; p10; GP11; ANX2L; CAL1L; CLP11; Ca[1]; ANX2LG; S100A10
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6281
GenID	6281
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-97 von menschlichem S100A10 (NP_002957.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P60903
Proteingewicht	11kDa
Versand	Eisbeutel