

Anti-S100A11 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P31949

Artikelnummer: CM0002486

Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes S100A11, geeignet für Western Blot, Immunhistochemie, Immunfluoreszenz und ELISA-Anwendungen. Entwickelt für die Forschung zu Keratinozyten-Differenzierung und Verhornungsprozessen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	S100A11 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MLN70; S100C; HEL-S-43; S100A11
Spezies	Human
GeneID (human)	6282
GeneID	6282
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P31949
Proteingewicht	12 kDa
Versand	Eisbeutel