


Anti-S100A11 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper [Ko Validiert] Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P31949

Artikelnummer: CM0025976



Einführung

Hochwertiger Anti-S100A11 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Knockout (KO)-Experimente. Geeignet für WB, IF/ICC, IP, ELISA in humanen Proben. Zielgerichtet auf Calgizzarin, das an der Keratinozyten-Differenzierung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] S100A11 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MLN70; S100C; HEL-S-43; 11
Spezies	Mensch
GenID	6282
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-105 von humanem S100A11 (NP_005611.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P31949
Proteinmasse	12kDa
Versand	Eisbeutel