

Anti-S100A12 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P80511

Artikelnummer: CM0030487



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes S100A12, validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Erkennt S100A12, ein Calcium-bindendes Protein, das an Entzündungen beteiligt ist; ideal für die Forschung in Immunologie und entzündlichen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	S100A12 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p6, CAGC, CGRP, MRP6, CAAF1, MRP-6, ENRAGE, S100A12
Spezies	Human
GeneID (Human)	6283
GeneID	6283
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-92 von humanem S100A12 (NP_005612.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P80511
Proteingewicht	10kDa
Versand	Eisbeutel