

Anti-S100A12/Cgrp Kaninchen Mab Für Wb, If/Icc, Elisa - P80511

Artikelnummer: CM0005569



Einführung

Hochwertiger kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes S100A12/CGRP, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Geeignet für die Erforschung von Entzündungen und Immunantworten. Rekombinantes Immunogen, 10 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	S100A12/CGRP Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliae	p6; CAGC; CGRP; MRP6; CAAF1; MRP-6; ENRAGE; S100A12/CGRP
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6283
Gen-ID	6283
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-92 des menschlichen S100A12/CGRP (NP_005612.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P80511
Proteingewicht	10 kDa
Versand	Eisbeutel