

Anti-S100A16 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Fq6

Artikelnummer: CM0023350



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes S100A16, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur Adipogenese, Kalziumsignalisierung und Krebsbiomarker-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	S100A16 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AAG13; S100F; DT1P1A7; S100A16
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	140576
Gen-ID	140576
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96FQ6
Proteingewicht	12 kDa
Versand	Eisbeutel