


Anti-S100A3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P33764

Artikelnummer: CM0025029



Einführung

S100A3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf S100A3, ein Calcium/Zink-bindendes Protein, das an der Differenzierung der Haarkutikula beteiligt ist. Ideal für Hautbiologie und Haarforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	S100A3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	S100E; S100A3
Spezies	Mensch
GenID	6274
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-101 von menschlichem S100A3 (NP_002951.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P33764
Proteingewicht	12kDa
Versand	Eisbeutel