


Anti-S100A6 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06703

Artikelnummer: CM0008293



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes S100A6 (Calcyclin), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte, geeignet für Forschung zu Kalziumsignalisierung und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	S100A6 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	2A9; PRA; 5B10; CABP; CACY; S10A6; S100A6
Spezies	Mensch
GeneID	6277
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-90 des humanen S100A6 (P06703) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P06703
Proteingewicht	10 kDa
Versand	Eisbeutel