


Anti-S100A6 Polyclonal Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P06703

Artikelnummer: CM0024253



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes S100A6 (Calcyclin), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu Kalziumsignalwegen und Krebs. Ideal für die Beschaffung von IVD-Rohstoffen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	S100A6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	2A9; PRA; 5B10; CABP; CACY; S10A6; S100A6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6277
GenID	6277
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-90 von humanem S100A6 (NP_055439.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P06703
Proteingewicht	10 kDa
Versand	Eisbeutel