


Anti-S100A6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Ko-Validiert) Für Wb, If/Icc, Elisa - P06703

Artikelnummer: CM0028378



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes S100A6, durch Knockout validiert, geeignet für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Beteiligt an Kalzium-Signalisierung, Zytoskelett-Umorganisation und Zellmotilität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] S100A6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	2A9; PRA; 5B10; CABP; CACY; S10A6; A6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6277
GenID	6277
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-90 von humanem S100A6 (NP_055439.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P06703
Proteingewicht	10kDa
Versand	Eisbeutel