

Anti-S100A7/Psoriasin Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P31151

Artikelnummer: CM0022969



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes S100A7/Psoriasin, validiert in WB, IHC-P, ELISA. Rekombinantes Immunogen (aa 2-101), detektiert 11kDa Protein. Ideal zur Untersuchung von psoriatischer Epidermis und SCC.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	S100A7/Psoriasin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PSOR1; S100A7c; S100A7/Psoriasin
Spezies	Mensch
Gen-ID	6278 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 2-101 von humanem S100A7/Psoriasin (NP_002954.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P31151
Proteingewicht	11kDa
Versand	Eisbeutel